

إعداد تطبيق Apple Health في تطبيق Allurion لنظام تشغيل iOS


أصبح تطبيق Allurion لنظام تشغيل iOS الآن مجهزاً لمزامنة الخطوات ومواعيد النوم والتمارين، باستخدام البيانات من تطبيق Apple Health. ويعني ذلك أن بإمكان المستخدمين الراغبين في مزامنة هذه البيانات من ساعة Apple Watch أو هاتف iPhone أو أجهزة أو تطبيقات أخرى، معاينة عدد الخطوات ومواعيد النوم والدقائق التي قضوها في التمرين في التطبيق.

يوجد طريقتان للإعداد:

1. خلال تثبيت تطبيق Allurion وإعداد الحساب.
2. في إعدادات جهاز iPhone أو iPad الخاص بالمستخدم، والذي يعمل بنظام iOS.


الإعداد خلال تثبيت تطبيق Allurion وإعداد الحساب

1. عندما يقوم المستخدم بتثبيت التطبيق، ستظهر له هذه الشاشة:



2. إذا أراد المستخدم استخدام ساعة تتبّع الحالة الصحية Allurion Health Tracker، فعليه اختيار "إعداد ساعة تتبّع الحالة الصحية". وإذا لم يُرد ذلك، فعليه اختيار "تخطي هذه الخطوة".

3. ستظهر الشاشة التالية للمستخدم. عليه اختيار "تشغيل جميع التصنيفات" ثم "السماح".



4. الآن، سيتم تجميع البيانات المتعلقة بالخطوات والنوم والتمرين من تطبيق Apple Health لدى المستخدم وعرضها في تطبيق Allurion وAllurion Insights.

إعداد استخدام إعدادات نظام التشغيل iOS

لإعداد مزامنة تطبيق Apple Health بعد تثبيت التطبيق:

1. انتقل إلى "الإعدادات"
2. اختر "الصحة"
3. اختر "الدخول إلى البيانات والأجهزة"
4. اختر "Allurion"
5. اختر "تشغيل جميع التصنيفات"

